

Anti-Thymidylat-Synthase (Tysy) Polyklonaler Antikörper, Ko-Validiert - P04818

Artikelnummer: CM0024110



Einführung

CamelBio bietet hochwertige Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humane Thymidylat-Synthase (TYSY). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Nukleotidstoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] TYSY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
Spezies	Human
GeneID (Human)	7298
GeneID	7298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-313 der humanen TYSY (NP_001062.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04818
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel