


## Anti-Thyroglobulin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01266

Artikelnummer: CM0005071



### Einführung

Dieser Kaninchen monoklonale Antikörper erkennt humanes Thyroglobulin (~305 kDa) und ist für Immunfluoreszenz (IF-P), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA validiert. Er kreuzreagiert mit Maus und Ratte und ist somit geeignet für Studien zur Schilddrüsenhormon-Biosynthese und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Thyroglobulin Kaninchen mAb                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | TGN; AITD3; Thyroglobulin                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                              |
| GeneID (Human)    | 7038                                                                                               |
| GeneID            | 7038                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1000-1100 des humanen Thyroglobulins (P01266) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                             |
| Anwendung         | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                 |
| SWISS             | P01266                                                                                             |
| Proteingewicht    | 305kDa                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                          |