

Anti-Thyreoperoxidase/Tpo Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P07202

Artikelnummer: CM0009501

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Thyreoperoxidase (TPO) für IF-P, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Schilddrüsenhormonsynthese und verwandte Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thyreoperoxidase/TPO Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MSA; TPX; TDH2A
Spezies	Human
GenelD (Human)	7173
GenelD	7173
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07202
Proteingewicht	103kDa
Versand	Kühlakkus