

Anti-Thyroid Stimulating Hormone (Tsh) Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P01215 / P01222

Artikelnummer: CM0020564



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH), der sowohl die Alpha- als auch die Beta-Untereinheit erkennt. Validiert für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für endokrinologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1081/7252
GenID	1081/7252
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-116&21-138 des menschlichen Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH)(NP_000726.1/NP_000540.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01215/P01222
Proteingewicht	13KDa/15KDa
Versand	Eisbeutel