


Anti-Tia1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31483

Artikelnummer: CM0014057



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes TIA1 (P31483). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes und murines TIA1. Nützlich für die Forschung zu alternativem Spleißen, Stressgranula und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
Spezies	Human
GeneID (human)	7072
GeneID	7072
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 287-386 von humanem TIA1 (NP_071505.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P31483
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel