


Anti-Tial1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01085

Artikelnummer: CM0025971



Einführung

TIAL1 Kaninchen-pAb erkennt Nucleolysin TIAR in Mensch, Maus und Ratte. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet für die Forschung zu alternativem Spleißen und Stressgranula.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIAL1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	TCBP; TIAR; TIAL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7073
Gen-ID	7073
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 266-375 des menschlichen TIAL1 (NP_003243.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01085
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel