

Anti-Tifab Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb Und Elisa - Q6Znk6

Artikelnummer: CM0005554

Einführung

KD validierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches TIFAB gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen geeignet ist. Ideal zur Untersuchung der TRAF6-Signalisierung und der Regulation des NF-kappaB-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] TIFAB Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	497189
Gen-ID	497189
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 62-161 von menschlichem TIFAB (NP_0010922.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6ZNK6
Proteingewicht	18KDa
Versand	Eisbeutel