


Anti-Tify10A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Lma8

Artikelnummer: CM0019429



Einführung

TIFY10A-Kaninchen-pAb (anti-JAZ1) ist ein polyklonaler Antikörper für Western Blotting und ELISA in *Arabidopsis thaliana*. Er richtet sich gegen den Repressor der Jasmonsäure-Signalübertragung und ist im Zellkern lokalisiert. Ideal für die Erforschung der pflanzlichen Abwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIFY10A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AtJAZ1; Jasmonsäure-ZIM-Domänenprotein 1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A
Art	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	838501
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 154–253 von TIFY10A aus <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_564075.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9LMA8
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku