

Anti-Tify11B Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9C9E3

Artikelnummer: CM0023558

Einführung

Arabidopsis thaliana TIFY11B (JAZ6) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf einen Jasmonat-Signalweg-Repressor abzielt. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung der Pflanzenabwehr und des Jasmonsäure-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIFY11B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Jasmonate-zim-domain protein 6; T10D10.8; T10D10_8; TIFY DOMAIN PROTEIN 11B; TIFY11B
Spezies	Arabidopsis thaliana
GenID	843577
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 170-269 von Arabidopsis thaliana TIFY11B (NP_565043.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9C9E3
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel