


Anti-Tigit Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q495A1

Artikelnummer: CM0025123



Einführung

Dieser anti-TIGIT kaninchen-polyclonale Antikörper ist für WB und ELISA validiert, erkennt humanes TIGIT und reagiert kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Forschung an Immun-Checkpoints und Studien zur T-Zell-Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIGIT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	201633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das Aminosäuren 22-141 von humanem TIGIT enthält (NP_776160.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q495A1
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eispackung