


Anti-Tim-1/Kim-1/Havcr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q5Qns5

Artikelnummer: CM0023656



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen murines TIM-1/KIM-1/HAVCR gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human. Detektiert ein 33 kDa Protein, ideal für Forschung zu Nierenschäden, T-Zell-Trafficking und Efferozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIM-1/KIM-1/HAVCR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Spezies	Maus
Gen-ID	171283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-237 von murinem TIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5QNS5
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel