

Anti-Tim-3/Havcr2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0009934



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TIM-3/HAVCR2. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu Immun-Checkpoints und T-Zellen. 33 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-TIM-3/HAVCR2 Kaninchen monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84868
GenID	84868
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel