


Anti-Tim-3/Havcr2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0020107



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TIM-3/HAVCR2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Immun-Checkpoints und der T-Zell-Erschöpfung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIM-3/HAVCR2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-202 des humanen TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku