

Anti-Tim23 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O14925

Artikelnummer: CM0008874

Einführung

Validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen TIM23 (TIMM23) für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Forschungsanwendung im mitochondrialen Import und der Mitophagie. 22kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIM23 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TIM23
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	100287932
GenID	100287932
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 7-72 von menschlichem TIMM23 (NP_006318.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14925
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel