

Anti-Tim44 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43615

Artikelnummer: CM0003420



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches TIM44, eine Untereinheit des mitochondrialen Import-Translokasekomplexes der inneren Membran. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Ratte. Geeignet für die Forschung zum mitochondrialen Proteinimport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIM44 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TIM44
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10469
GenID	10469
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 10-240 von menschlichem TIM44 (NP_006342.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O43615
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel