


Anti-Timeless Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uns1

Artikelnummer: CM0002663



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Timeless (TIM, hTIM) für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Untersuchung von DNA-Replikation, Reparatur und circadianer Uhr-Regulation. Spezifisch für Menschen, Molekulargewicht 139 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Timeless Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	TIM; TIM1; hTIM; FASPS4; Timeless
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8914
GeneID	8914
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1058-1208 des menschlichen Timeless (Q9UNS1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UNS1
Proteinmasse	139kDa
Versand	Eisbeutel