

Anti-Timm10B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5J6

Artikelnummer: CM0028523



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TIMM10B (FXC1/Tim9b), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Proteinimports und der TIM22-Komplex-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM10B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FXC1; Tim9b; TIM10B; TIMM10B
Spezies	Human
GeneID (Human)	26515
GeneID	26515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-103 von humanem TIMM10B (NP_036324.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y5J6
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel