

Anti-Timm17A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99595

Artikelnummer: CM0030573

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die mitochondriale Import-Innenmembran-Translocase-Untereinheit Tim17-A. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in humanen und murinen Proben. Swiss-Prot: Q99595.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM17A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIM17; TIM17A; TIMM17A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10440
Gen-ID	10440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-171 von humanem TIMM17A (NP_006326.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99595
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel