

Anti-Timm17B Monoklonaler Antikörper Für Wb - O60830

Artikelnummer: CM0007723

Einführung

TIMM17B Rabbit mAb ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen humanes TIMM17B gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen Import und zur Translokation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM17B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10245
GenID	10245
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 60-160 von humanem TIMM17B (NP_005825.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60830
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel