

Anti-Timm17B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60830

Artikelnummer: CM0024316

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TIMM17B, validiert für WB und ELISA bei Mensch und Ratte. Zielgerichtet gegen die mitochondriale Import-Innenmembran-Translocase-Untereinheit Tim17-B, die essenziell für die ProteinTranslokation über die mitochondriale Innenmembran ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM17B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10245
GeneID	10245
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 53–152 von humanem TIMM17B entspricht (NP_005825.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O60830
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eispackung