

Anti-Timm17B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60830

Artikelnummer: CM0028683

Einführung

TIMM17B Kaninchen pAb validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes, murines TIMM17B (18kDa), eine Translokase der inneren Mitochondrienmembran. Ideal für Studien zum mitochondrialen Import.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM17B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
Spezies	Human
GeneID (Human)	10245
GeneID	10245
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-172 des humanen TIMM17B (NP_005825.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O60830
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel