

Anti-Timm22 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y584

Artikelnummer: CM0004677



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen TIMM22 (Tim22), die spannungsgesteuerte Kanaleinheit der mitochondrialen TIM22-Translokase. Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für Forschung zum Import von Multipass-Innenmembranproteinen und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM22 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	29928
GeneID	29928
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu den Aminosäuren 20-120 von humanem TIMM22
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y584
Proteinmolekulargewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel