

Anti-Timm22 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Cq85

Artikelnummer: CM0022298

Einführung

Anti-Timm22 Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für Western Blot, Immunopräzipitation und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-Timm22, einer Untereinheit der mitochondrialen inneren Membrantranslokase, die essenziell für den Import von multipassigen Transmembranproteinen ist. Ideal für die Forschung und Entwicklung im IVD-Bereich.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Timm22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Tim22; Timm22
Spezies	Maus
Gen-ID	56322
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-121 von Maus-Timm22 (NP_062792.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9CQ85
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eisbeutel