

Anti-Timm29 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bsf4

Artikelnummer: CM0022087



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes TIMM29 (TIM29, C19orf52) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Validiert in humanen und murinen Proben, geeignet für Studien zum mitochondrialen Import.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM29 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TIM29; C19orf52; TIMM29
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	90580
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 78-260 von humanem TIMM29 (NP_612367.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BSF4
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel