

Anti-Timm29 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q8Bgx2

Artikelnummer: CM0020204

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-Timm29 (SWISS Q8BGX2) gerichtet ist, geeignet für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Human. Für Studien zum mitochondrialen Proteinimport und zum TIM22-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Timm29 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
Spezies	Maus
GenID	69773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 157-266 von Maus-Timm29 (NP_848734.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8BGX2
Proteinmasse	29kDa
Versand	Eisbeutel