

Anti-Timm44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43615

Artikelnummer: CM0024024



Einführung

TIMM44 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Er richtet sich gegen TIMM44 (TIM44), eine mitochondriale innere Membran-Translokase, die für den Proteinimport essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM44 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TIM44; TIMM44
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10469
Gen-ID	10469
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 153-452 von menschlichem TIMM44 (NP_006342.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43615
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel