

Anti-Timm50 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

Artikelnummer: CM0002009

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TIMM50 (TIM50), validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die mitochondriale Import-Innenmembran-Translokase-Untereinheit, geeignet für Forschung zur mitochondrialen Funktion und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM50 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	92609
GenID	92609
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TIMM50 (Q3ZCQ8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3ZCQ8
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel