

Anti-Timm8A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60220

Artikelnummer: CM0028699

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane mitochondriale Import-Innermembran-Translocase-Untereinheit Tim8 A. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für mitochondriale Transport- und Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	TIMM8A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
Spezies	Human
GeneID (Human)	1678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-97 von humanem TIMM8A (NP_004076.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60220
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel