

Anti-Timm8B Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5J9

Artikelnummer: CM0024447

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TIMM8B (mitochondriale Import-Innenmembran-Translokase-Untereinheit Tim8 B) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen Proteinimport und zu Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM8B Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	DDP2; TIM8B; TIMM8B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26521
Gen-ID	26521
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-98 des menschlichen TIMM8B entspricht (NP_036591.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5J9
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel