

Anti-Timp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01033

Artikelnummer: CM0017433



Einführung

Hochwertiger polyklonaler TIMP1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanem, murinem und Ratten-TIMP1. Geeignet zur Untersuchung der MMP-Hemmung, der Erythropoese und der Integrin-Signalübertragung bei Krebs- und Entzündungserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMP1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	EPA; EPO; HCI; CLGI; TIMP; TIMP-1; TIMP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7076
GeneID	7076
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 128-207 des humanen TIMP1 (NP_003245.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01033
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku