

Anti-Timp2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16035

Artikelnummer: CM0003630



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TIMP2 (Metalloproteinase-Inhibitor 2), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus, Ratte und Afrikanischer Grüner Meerkatze. Geeignet für die MMP-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMP2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7077
Gen-ID	7077
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-220 des humanen TIMP2 enthält. (NP_003246.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Afrikanische Grüne Meerkatze
SWISS	P16035
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel