

Anti-Timp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16035

Artikelnummer: CM0013001



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TIMP2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von MMP-Inhibition, Gewebeumbau und Krebsmetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Spezies	Human
GeneID (human)	7077
GeneID	7077
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem TIMP2 (NP_003237.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16035
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel