

Anti-Timp2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16035

Artikelnummer: CM0021530



Einführung

Anti-TIMP2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper zum Nachweis von Metalloproteinase-Inhibitor 2. Geprüft für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die ECM- und Metastasierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7077
GenID	7077
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem TIMP2 entspricht (NP_003246.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16035
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel