

Anti-Timp3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35625

Artikelnummer: CM0013092



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TIMP3, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TIMP3 (24 kDa). Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix, von Krebs und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMP3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7078
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 110-210 des humanen TIMP3 (NP_000353.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35625
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel