

Anti-Timp4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99727

Artikelnummer: CM0026819

Einführung

TIMP4 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Remodellierung der extrazellulären Matrix, kardiovaskuläre Biologie und MMP-Hemmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMP4 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TIMP-4; TIMP4
Spezies	Mensch
GenID	7079
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 30-224 von humanem TIMP4 (NP_003247.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99727
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel