

Anti-Tir1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q570C0

Artikelnummer: CM0020153



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen Arabidopsis T für Western Blot und ELISA validiert. Zielt auf den Auxinrezeptor ab, geeignet für Studien zur Pflanzenhormonsignalisierung und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
Spezies	Arabidopsis thaliana
GenID	825473
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 495-594 von Arabidopsis thaliana TIR1 (NP_567135.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q570C0
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel