

Anti-Tirap Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P58753

Artikelnummer: CM0008618



Einführung

Hochwertiger Anti-TIRAP Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges TIRAP. Erforschen Sie seine Rolle in der TLR-Signalübertragung und der angeborenen Immunantwort. Als Flüssigkeit geliefert, Versand mit Eisbeutel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIRAP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114609
Gen-ID	114609
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TIRAP (P58753) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58753
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel