

Anti-Tirap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P58753

Artikelnummer: CM0022833



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes TIRAP (Mal) gerichtet ist und für IHC-P- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität, TLR2/4- und RAGE-Signalgebung sowie zur Entzündungsreaktion. SWISS: P58753.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIRAP Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	114609
GenID	114609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-221 von humanem TIRAP (NP_001034750.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P58753
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel