

Anti-Tirap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P58753

Artikelnummer: CM0016161



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TIRAP (Mal/MyD88-2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und TLR/IL-1R-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIRAP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
Spezies	Human
GeneID (Human)	114609
GeneID	114609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-221 von humanem TIRAP (NP_001034750.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P58753
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eistasche