


Anti-Tissue-Faktor/Koagulationsfaktor Iii (Cd142), Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb - P13726

Artikelnummer: CM0006607



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den menschlichen Tissue-Faktor (Koagulationsfaktor III, CD142). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Hämostase und Koagulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Koagulationsfaktor III/Tissue-Faktor-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	TF; TFA; CD142; Koagulationsfaktor III/Tissue-Faktor
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 34–251 des menschlichen Koagulationsfaktors III/Tissue-Faktors enthält. (NP_001984.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13726
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku