


Anti-Titin-(Ttn)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - Q8Wz42

Artikelnummer: CM0020511



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Titin (TTN), geeignet für IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Sarkomerstruktur, Kardiomyopathie und Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7273
Gen-ID	7273
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 5347-5604 des humanen TTN entspricht (NP_596870.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WZ42
Proteingewicht	3816 kDa
Versand	Kühlpack