

Anti-Tkt/Transketolase Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29401

Artikelnummer: CM0005191



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TKT/Transketolase (P29401), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Pentosephosphatwegs und der Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] TKT/Transketolase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7086
Gen-ID	7086
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 281-380 von humanem TKT/Transketolase (NP_001055.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29401
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel