

Monoklonaler Anti-Tle1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q04724

Artikelnummer: CM0008832



Einführung

Hochwertiger monoklonaler TLE1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Genexpression, Zellsignalübertragung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLE1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7088
GeneID	7088
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des humanen TLE1 (Q04724) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04724
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku