

Polyklonaler Anti-Tle1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04724

Artikelnummer: CM0014595



Einführung

Kaninchen-polyklonaler TLE1-Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der transkriptionellen Korepression in den Wnt-Signal- und NF-κB-Signalwegen. Geliefert von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLE1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7088
GeneID	7088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 256–355 des menschlichen TLE1 (NP_005068.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q04724
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku