

Anti-Tle1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04724

Artikelnummer: CM0029577



Einführung

Hochwertiger TLE1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen, spezifisch erkennt er das humane Transducin-like Enhancer-Protein 1. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der transkriptionellen Repression und der Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7088
Gen-ID	7088
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 501-770 von humanem TLE1 (NP_005068.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04724
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel