

Anti-Tle4 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04727

Artikelnummer: CM0007485

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TLE4, reaktiv mit Human und Maus. Validiert für WB und ELISA, ideal für die Forschung zu transkriptioneller Repression und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TLE4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Spezies	Human
Gen-ID	7091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-138 von humanem TLE4 (NP_001269677) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q04727
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel