

Anti-Tle4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04727

Artikelnummer: CM0022869

Einführung

Hochwertiger TLE4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Wird als Kaninchen-Polyklonaler Antikörper geliefert, eignet er sich zum Nachweis des menschlichen TLE4-Proteins in Studien zur transkriptionellen Repression in der Wnt-Signalgebung und Entwicklung. - Q04727

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLE4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7091
GenID	7091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 173-243 von menschlichem TLE4 (NP_001269677) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q04727
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel