

Anti-Tlk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uki8

Artikelnummer: CM0024079

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen TLK1 (PKU-beta) gerichtet ist und für WB und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattigem TLK1. TLK1 ist eine Kinase, die an der Chromatinmontage und der Reaktion auf DNA-Schäden beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKU-beta; TLK1
Spezies	Mensch
GenID	9874
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem TLK1 (NP_036422.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKI8
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel