

Anti-Tlk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uki8

Artikelnummer: CM0013023

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TLK1 (PKU-beta), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zellzyklus, DNA-Schadensreparatur und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKU-beta; TLK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9874
Gen-ID	9874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 160-230 von humanem TLK1 (NP_036422.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKI8
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel