

Anti-Tlr2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Artikelnummer: CM0012094



Einführung

Hochwertiger Anti-TLR2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TIL4; CD282
Spezies	Human
GeneID	7097
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 290-390 von humanem TLR2 (NP_003255.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O60603
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel